


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Fen-1ポリクローナル抗体 - P39748

商品番号: CM0015008



前書き

ヒトFEN-1 (MF1, RAD2)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。DNA複製および修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FEN-1 Rabbit pAb
備考/別名	MF1; RAD2; FEN-1
種	ヒト
遺伝子ID	2237
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFEN-1 (NP_004102.1) のアミノ酸50-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P39748
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋