


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Fen-1 ウサギ モノクローナル抗体 - P39748

商品番号: CM0004600



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのFEN-1 ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスにおける内因性FEN-1レベルを検出します。FEN-1はDNA複製と修復における重要なヌクレアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FEN-1 ウサギ mAb
備考/別名	MF1; RAD2; FEN-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2237
遺伝子ID	2237
免疫原	ヒトFEN-1 (P39748) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P39748
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ