

Wb・Elisa用抗Ferポリクローナル抗体 - P16591

商品番号: CM0030295



前書き

ヒトFER（TYK3/p94-Fer）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに対応しており、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のFERを検出します。細胞接着、遊走、受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FER Rabbit pAb
別名	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2241
遺伝子ID	2241
免疫原	ヒトFER（NP_005237.2）のアミノ酸200-450番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16591
タンパク質分子量	95kDa
輸送方法	氷袋