

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Fer1L5 ポリクローナル抗体 - A0Avi2

商品番号: CM0024381

前書き

ヒトFER1L5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示す。先体反応および筋細胞融合に関する研究に最適。A0AVI2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FER1L5 ウサギ pAb
備考/別名	FER1L5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	90342
遺伝子ID	90342
免疫原	ヒトFER1L5 (NP_001280012.1) のアミノ酸1350-1670に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	A0AVI2
タンパク質分子量	238kDa
発送	保冷バッグ