

Anti-Fermtmt2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q96Ac1

商品番号: CM0025654



前書き

ヒトFERMT2 (Kindlin-2、MIG-2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。インテグリンシグナル伝達、焦点接着、およびWnt経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FERMT2 ウサギ pAb
備考/別名	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHCl1; UNC112B; FERMT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10979
GeneID	10979
免疫原	ヒトFERMT2 (NP_006823.1) のアミノ酸380-550に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AC1
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ