

Anti-Ferredoxin Reductase Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P22570

商品番号: CM0009193

前書き

ヒト Ferredoxin Reductase (FDXR)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/IC
C、IF-P、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応します。ミトコンドリアP450系およびステロイド
代謝の研究に適しています。予測バンド54kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ferredoxin Reductase Rabbit mAb
備考/別名	ADR; ADXR; ANOA
種	ヒト
遺伝子ID	2232
免疫原	ヒト Ferredoxin Reductase (NP_077728.3) のアミノ酸142-491に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22570
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ