


Wb、If-P、Elisa用抗フェリチン重鎖モノクローナル抗体 - P02794

商品番号: CM0002721



前書き

ヒトフェリチン重鎖（FTH1）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロッティング、免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。鉄代謝、オートファジー、神経変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フェリチン重鎖 ウサギmAb
備考/別名	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; フェリチン重鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2495
GeneID	2495
免疫原	ヒトフェリチン重鎖（P02794）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02794
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤