

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗フェリチン重鎖モノクローナル抗体 - P02794

商品番号: CM0004856

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのフェリチン重鎖ウサギモノクローナル抗体。フェロキシダーゼ活性を持つ重要な鉄貯蔵タンパク質であるFTH1を標的とします。オートファジー、鉄恒常性、および神経変性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ferritin Heavy Chain Rabbit PolymAb®
備考/別名	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritin Heavy Chain
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2495
GeneID	2495
免疫原	ヒトフェリチン重鎖由来の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02794
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ