


Anti-Ferrochelatase (Fech) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

商品番号: CM0030742



前書き

ヒトフェロケラターゼ（FECH）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのFECHを検出し、ヘム合成およびミトコンドリア研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FECH Rabbit pAb
備考/別名	EPP; FCE; EPPI; FECH
種	ヒト
遺伝子ID	2235
免疫原	ヒトFECH (NP_000131.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22830
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ