

Wb、Elisa用 抗フェツインA/Ahsg モノクローナル抗体 - P02765

商品番号: CM0002107

前書き

ヒトフェツインA/AHSGを標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。骨の石灰化、エンドサイトーシス、血漿タンパク質機能の研究に最適。SWISS: P02765。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	フェツインA/AHSG ウサギmAb
備考/別名	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	197
GeneID	197
免疫原	ヒトフェツインA/AHSG (P02765) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02765
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ