

抗フェチュインA/Ahsg ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02765

商品番号: CM0019190

前書き

ヒトFetuin

A/AHSGに特異的なウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに対応しており、骨ミネラル恒常性、エンドサイトーシス、炎症の研究に最適です。 - P02765

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Fetuin A/AHSG ウサギpAb
別名	AHS; A2HS; HSGA; APMRI; FETUA; Fetuin A/AHSG
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	197
遺伝子ID	197
免疫原	ヒトFetuin A/Fetuin A/AHSG (NP_001613.2)のアミノ酸19～300番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02765
タンパク質分子量	39kDa
配送方法	氷袋