


Wb、Elisa用Anti-Ffar3ウサギポリクローナル抗体 - O14843

商品番号: CM0016334



前書き

ヒトFFAR3 (GPR41)
ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。エネルギー恒常性、腸管免疫、短鎖脂肪酸シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	FFAR3 Rabbit pAb
備考/別名	FFA3R; GPR41; GPR42; FFAR3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2865
GeneID	2865
免疫原	ヒトFFAR3 (NP_005295.1) のアミノ酸257-346に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14843
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋