

Wb、Elisa用抗Ffar4ウサギポリクローナル抗体 - Q5Nul3

商品番号: CM0023620



前書き

ヒトFFAR4（GPR120）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脂肪酸感知、脂肪細胞生成、代謝性炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FFAR4 ウサギpAb
略号/別名	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	338557
GeneID	338557
免疫原	ヒトFFAR4（NP_859529.2）のアミノ酸100～200領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5NUL3
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	保冷剤