

Anti-Ffar4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Nul3

商品番号: CM0020270



前書き

FFAR4 Rabbit Polyclonal Antibody

(pAb)は、WBおよびELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットのFFAR4

(GPR120)を検出します。代謝、炎症、および脂肪細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FFAR4 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	338557
遺伝子ID	338557
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFFAR4 (NP_859529.2) のアミノ酸333-377に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5NUL3
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋