

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fgd1ポリクローナル抗体 - P98174

商品番号: CM0022888

前書き

ヒトFGD1（FYVE、RhoGEFおよびPHドメイン含有タンパク質1）に対するウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに使用できます。CDC42を介したアクチン細胞骨格の制御および細胞形態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGD1ウサギpAb
備考/別名	AAS; FGDY; MRXS16; ZFYVE3; FGD1
種	ヒト
GeneID	2245
免疫原	ヒトFGD1（NP_004454.2）のアミノ酸700～800内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P98174
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ