

Wb、If/Icc、Elisa用抗Fgf1モノクローナル抗体 - P05230

商品番号: CM0006480



前書き

ヒトFGF1（aFGF）を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞生存、血管新生、分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF1ウサギmAb
備考／別名	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2246
GeneID	2246
免疫原	組換えタンパク質：ヒトFGF1（NP_000791.1）のアミノ酸2～155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05230
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ