

If/Icc、Elisa用抗Fgf1ポリクローナル抗体 - P05230

商品番号: CM0016384



前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗FGF1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞生存、血管新生、分化におけるFGF1の機能を研究するための試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF1 Rabbit pAb
別名	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2246
遺伝子ID	2246
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05230
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤