


Anti-Fgf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P05230

商品番号: CM0017319



前書き

ヒトFGF1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞増殖、血管新生、分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF1 Rabbit pAb
別名	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGFI; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2246
遺伝子ID	2246
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFGF1 (NP_000791.1) のアミノ酸16~155番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05230
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	保冷剤