


Anti-Fgf1 Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05230

商品番号: CM0010912



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、およびELISAで検証された組換えウサギモノクローナルFGF1抗体（PolymAb®）。ヒト、マウス、およびラットのFGF1（予測分子量17

kDa）を検出します。血管新生および細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF1 Rabbit PolymAb®
備考/別名	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2246
GeneID	2246
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05230
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ