


抗Fgf10ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15520

商品番号: CM0016036



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの抗FGF10ウサギポリクローナル抗体です。マウスおよびラットと交差反応します。胚発生、細胞増殖、分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF10 Rabbit pAb
別名	LADD3; FGF10
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2255
GeneID	2255
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O15520
タンパク質分子量	23kDa
発送	氷袋梱包