


Wb用 抗Fgf13 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92913

商品番号: CM0025174



前書き

ヒトFGF13に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのFGF13を検出し、神経発達とナトリウムチャネル調節に関与。神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF13 Rabbit pAb
備考/別名	FGF2; FHF2; DEE90; FHF-2; FGF-13; XLID110; LINC00889; FGF13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2258
GeneID	2258
免疫原	ヒトFGF13 (NP_004105.1) のアミノ酸1-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92913
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ