

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Fgf17 ポリクローナル抗体 - O60258

商品番号: CM0019460

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-FGF17ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFGF17（胚性脳発達に重要な分泌性増殖因子）を検出します。発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF17 ウサギ pAb
備考/別名	HH20; FGF-13; FGF-17; FGF17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8822
GeneID	8822
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60258
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ