


抗Fgf2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09038

商品番号: CM0007034



前書き

ヒトFGF2を標的とするウサギモノクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。複数のアイソフォーム（17-30 kDa）を検出可能。マウスおよびラットと交差反応性があります。細胞生存、血管新生、分化の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF2 ウサギmAb
備考/別名	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2247
遺伝子ID	2247
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P09038
タンパク質重量	17kDa/21kDa/22kDa/30kDa
配送	アイスバッグ