

Wb、Elisa用抗Fgf2ウサギポリクローナル抗体 - P09038

商品番号: CM0022336



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのFGF2ウサギポリクローナル抗体。ヒトFGF2を検出し、マウスおよびラットとも交差反応します。細胞増殖、分化、血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF2ウサギ pAb
備考／別名	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2247
GeneID	2247
免疫原	合成ペプチド ヒトFGF2 (NP_001997.5) のアミノ酸100～200に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09038
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ