

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fgf2ウサギポリクローナル抗体 - P09038

商品番号: CM0018263



前書き

ヒトFGF2 (bFGF) に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞増殖、分化、血管新生の研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF2 Rabbit pAb
別名	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2247
GeneID	2247
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09038
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤