

Wb、Elisa用抗Fgf21ポリクローナル抗体 - Q9Nsa1

商品番号: CM0017552



前書き

ヒトFGF21に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスFGF21を検出します。これは、グルコース恒常性とインスリン感受性を調節する分泌型増殖因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF21 Rabbit pAb
備考/別名	FGF21
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26291
GeneID	26291
免疫原	ヒトFGF21 (NP_061986.1) のアミノ酸29-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NSA1
タンパク質分子量	22 kDa
配送	アイスパック