

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fgf23ラビットモノクローナル抗体 - Q9Gzv9

商品番号: CM0007624



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたFGF23ラビットモノクローナル抗体。リン酸およびビタミンD代謝の重要な調節因子であるヒトFGF23を検出します。骨および腎臓疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF23 Rabbit mAb
備考/別名	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8074
GeneID	8074
免疫原	ヒトFGF23 (NP_065689.1) のアミノ酸25-251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9GZV9
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ