

## Wb、Elisa用 抗Fgf3ポリクローナル抗体 - P11487

商品番号: CM0021070

### 前書き

FGF3ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトFGF3を検出し、ラットと交差反応します。胚発生および細胞分化研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                  |
|-------------|--------------------|
| 製品名         | FGF3ウサギpAb         |
| 備考/別名       | INT2; HBGF-3; FGF3 |
| 種           | ヒト                 |
| GeneID (ヒト) | 2248               |
| GeneID      | 2248               |
| 免疫原         | 合成ペプチド             |
| 供給源         | ウサギ                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体          |
| 適用          | WB, ELISA          |
| 交差反応性       | ラット                |
| SWISS       | P11487             |
| タンパク質分子量    | 27kDa              |
| 配送          | 保冷バッグ              |