


WbおよびElisa用抗Fgf4ウサギポリクローナル抗体 - P08620

商品番号: CM0016148



前書き

ヒト線維芽細胞増殖因子4（FGF4）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ラットとの交差反応性を有し、ウェスタンブロットおよびELISA用途で検証されています。胚発生、細胞分化、増殖因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF4 ウサギ pAb
備考／別名	HST, KFGF, FGF-4, HST-1, HSTF1, K-FGF, HBGF-4, HSTF-1, FGF4
種	ヒト
遺伝子ID	2249
免疫原	ヒト FGF4（NP_001998.1）のアミノ酸31～206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P08620
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ