

抗Fgf6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P10767

商品番号: CM0030563

前書き

アフィニティ精製されたウサギ由来抗FGF6ポリクローナル抗体（WB、ELISA用）です。ヒトFGF6（HST2/HBGF-6）を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。細胞増殖、分化、血管新生、筋形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF6 ウサギ pAb
備考/別名	HST2; HBGF-6; FGF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2251
GeneID	2251
免疫原	ヒトFGF6 (NP_066276.2) のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10767
タンパク質分子量	23kDa
輸送方法	氷袋