

Anti-Fgf7/Kgf Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P21781

商品番号: CM0009057

前書き

ヒトFGF7/KGFを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。増殖因子および上皮細胞増殖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	FGF7/KGF Rabbit mAb
備考/別名	KGF; HBGF-7; Fibroblast growth factor 7; FGF7/KGF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2252
遺伝子ID	2252
免疫原	ヒトFGF7 (NP_002000.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21781
タンパク質分子量	12kDa/23kDa
配送	氷袋