


WbおよびElisa用 抗Fgf9 ポリクローナル抗体 - P31371

商品番号: CM0028679



前書き

FGF9 (GAF, FGF-9, SYNS3, HBFG-9)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタン
ブロットおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットで検
証済み。発生生物学、グリア細胞、神経科学研究に最
適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGF9 ウサギ pAb
備考/別名	GAF; FGF-9; SYNS3; HBFG-9; HBGF-9; FGF9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2254
GeneID	2254
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31371
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ