

Wb、Elisa用 抗Fgfr2（Ko検証済み）モノクローナル抗体 - P21802

商品番号: CM0002436



前書き

ヒトFGFR2 (P21802)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける細胞シグナル伝達、発生、癌生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] FGFR2 ウサギ mAb
備考/別名	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2263
GeneID	2263
免疫原	合成ペプチド：ヒトFGFR2 (P21802) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21802
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ