


Wb、If/Icc、Elisa用抗Fgfr2ポリクローナル抗体 - P21802

商品番号: CM0013129



前書き

ヒトFGFR2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞増殖、分化、発生シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR2 Rabbit pAb
備考/別名	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2263
GeneID	2263
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21802
タンパク質分子量	92kDa
発送	氷袋