

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Fgfr3ポリクローナル抗体 - P22607

商品番号: CM0017553



前書き

ヒトFGFR3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。骨格発生およびFGFR3関連がん研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR3 ウサギ pAb
備考/別名	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2261
遺伝子ID	2261
免疫原	ヒトFGFR3 (NP_000133.1) のアミノ酸700～806領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22607
タンパク質分子量	88kDa
発送方法	保冷剤