

Ihc-PおよびElisa用抗Fgfr3ラビットモノクローナル抗体 - P22607

商品番号: CM0003384



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーションでバリデーションされたFGFR3ラビットモノクローナル抗体（mAb）。ヒトFGFR3（P22607）を特異的に認識します。骨格の発達、がんシグナル伝達、および受容体型チロシンキナーゼ経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR3 Rabbit mAb
備考/エイリアス	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX; FGFR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2261
免疫原	ヒトFGFR3（P22607）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22607
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋