


Wb、Elisa用抗Fgfr4モノクローナル抗体 - P22455

商品番号: CM0004201



前書き

ヒトFGFR4 (P22455)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。細胞シグナル伝達、脂質代謝、および腫瘍学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR4 Rabbit mAb
備考/別名	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2264
GeneID	2264
免疫原	合成ペプチド (ヒトFGFR4のアミノ酸700-802位、P22455)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22455
タンパク質分子量	88 kDa
配送	アイスバッグ