


Wb、Elisa用 抗Fgfr4 ポリクローナル抗体 - P22455

商品番号: CM0028835



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISA用のヒトFGFR4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのFGFR4タンパク質を認識します。細胞増殖、代謝、がんにおけるFGFR4シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGFR4 ウサギ pAb
備考/別名	TKF; JTK2; CD334; FGFR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2264
遺伝子ID	2264
免疫原	ヒトFGFR4 (NP_998812.1) のアミノ酸22-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22455
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ