

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Fggモノクローナル抗体 - P02679

商品番号: CM0009763



前書き

ヒトフィブリノゲン γ 鎖（FGG）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、約49/52 kDaのバンドを検出します。血栓症および止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGG ウサギmAb
別名	FGG
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2266
遺伝子ID	2266
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02679
タンパク質分子量	49 kDa/52 kDa
輸送方法	保冷剤