


WbおよびElisa用Anti-Fggウサギポリクローナル抗体 - P02679

商品番号: CM0026190



前書き

ヒトFGG（フィブリノゲン γ 鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。止血および血液凝固研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGG Rabbit pAb
備考/別名	FGG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2266
GeneID	2266
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFGG (NP_000500.2) のアミノ酸50-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02679
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋