

Wb、Elisa用抗Fggyポリクローナル抗体 - Q96C11

商品番号: CM0013991

前書き

ヒトFGGY炭水化物キナーゼドメイン含有タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。D-リブロースのリン酸化および代謝修復の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGGY Rabbit pAb
備考/エイリアス	FGGY
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55277
GeneID	55277
免疫原	ヒトFGGY (NP_060761.3) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96C11
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋