

WbおよびElisa用抗Fgl2ポリクローナル抗体 - Q14314

商品番号: CM0015726

前書き

ヒトFibroleukin（FGL2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。粘膜部位におけるリンパ球機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGL2ウサギpAb
備考／別名	FGL2; T49; pT49
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10875
GeneID	10875
免疫原	ヒトFGL2（NP_006673.1）のアミノ酸24～140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14314
タンパク質分子量	50kDa
輸送条件	保冷バッグ