


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fgrポリクローナル抗体 - P09769

商品番号: CM0019845



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用のヒトFGR（SWISS P09769）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと交差反応します。免疫応答および細胞骨格ダイナミクスにおける非受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FGRウサギpAb
備考／別名	SRC2; c-fgr; c-src2; p55-Fgr; p58-Fgr; p55c-fgr; p58c-fgr; FGR
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2268
GeneID	2268
免疫原	合成ペプチド ヒトFGR（NP_005239.1）のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P09769
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ