

抗Fh（フマル酸ヒドラターゼ）ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用途 - P07954

商品番号: CM0022516



前書き

ウサギ由来の抗ヒトFHポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのFHを認識します。TCA回路、DNA修復、腫瘍抑制の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済] FH ウサギ pAb
備考/別名	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2271
遺伝子ID	2271
免疫原	合成ペプチド ヒトFH (NP_000134.2) のアミノ酸50〜150番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07954
タンパク質分子量	55kDa
発送	氷袋