


Anti-Fh (フマル酸ヒドラターゼ) ポリクローナル抗体 For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07954

商品番号: CM0027157



前書き

ヒトFH (フマル酸ヒドラターゼ) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。TCA回路およびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FH ウサギ pAb
備考/別名	MCL; FMRD; HsFH; LRCC; HLRCC; MCUL1; FH
種	ヒト
遺伝子ID	2271
免疫原	ヒトFH (NP_000134.2) のアミノ酸45-510に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07954
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ