

Wb、Elisa用抗Fhitモノクローナル抗体 - P49789

商品番号: CM0005973



前書き

ヒトFHIT（FRA3B/AP3Aase）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質分子量は17kDaです。アポトーシスおよび腫瘍抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHIT ウサギmAb
備考／別名	FRA3B; AP3Aase; FHIT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2272
GeneID	2272
免疫原	合成ペプチド ヒトFHIT（P49789）のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49789
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷剤