

Wb、Elisa用 抗Fhit ポリクローナル抗体 - P49789

商品番号: CM0015052



前書き

ヒトFHIT（FRA3B、AP3Aase）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスサンプルにおける腫瘍抑制、アポトーシス、ヌクレオチド代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHIT ウサギ pAb
備考/別名	FRA3B, AP3Aase, FHIT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2272
GeneID	2272
免疫原	ヒトFHIT（NP_001159715.1）のアミノ酸25-147に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49789
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ