

Ihc-P、Elisa用抗Fhl1モノクローナル抗体 - Q13642

商品番号: CM0011929



前書き

ヒトFHL1に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAアプリケーションで検証済みです。筋肉発生および疾患研究に適しています。ヒトFHL1（Q13642）に特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL1 ウサギmAb
別名	KYOT, SLIM, FCMSU, FHL-1, FHL1A, FHL1B, FLH1A, SLIM1, XMPMA, RBMX1A, RBMX1B, SLIM-1, SLIMMER, FHL1
対象種	ヒト
GeneID	2273
免疫原	ヒトFHL1（Q13642）のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13642
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤