

Wb、Elisa用抗Fhl2モノクローナル抗体 - Q14192

商品番号: CM0004702



前書き

ヒトFHL2を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと
交差反応します。転写調節、アポトーシス、および筋
肉生物学の研究に最適です。Q14192。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL2 Rabbit mAb
備考/別名	DRAL; AAG11; FHL-2; SLIM3; SLIM-3; FHL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2274
GeneID	2274
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFHL2 (Q14192) のアミノ酸50-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14192
タンパク質分子量	32kDa
配送	アيسバッグ