

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fhl3ポリクローナル抗体 - Q13643

商品番号: CM0030756



前書き

ウサギ抗FHL3ポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスの骨格筋において31kDaのタンパク質を検出し、転写共役因子研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FHL3 ウサギ pAb
備考/別名	SLIM2; FHL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2275
GeneID	2275
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13643
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ